

## Onderhoud AED en AED-kast

### Algemeen

Alhoewel de fabrikant aangeeft dat er geen echt onderhoud noodzakelijk is, is het wel zaak om op regelmatige tussen posen te controleren of de apparatuur nog in een goede staat is. Verder dient er zorg voor gedragen te worden dat de batterijen, elektrodes en de toebehoren nog voldoen en een geldigheidsdatum hebben.

Naast de fysieke uitvoering van controles en testen is het ook noodzakelijk om al deze acties te documenteren. Hiervoor is een formeel onderhoudsplan en documentatie systeem wenselijk.

### Wat te controleren?

- Visuele controle
- Status van AED nog "✓", groen ledje of "OK"
- Batterij(en) datum
- Elektrode vervaldatum
- Rescue kit of safe set compleet
- Staat van de AED kast en werking
- Werkt code slot nog en gaat hij soepel open
- Werkt de alarm functie
- Werkt verwarming nog
- Logboek bijgewerkt
- AED aan- of afgemeld en juiste data bij HartslagNu

### Maandelijks

- Visuele controle
- Controleer of status van AED nog "✓", groen ledje of "OK" is.
- Controleer de status van de kast
  - Werkt code slot nog

### Half jaarlijks

- Visuele controle
- Start systeem en voer actief de zelf-test uit
- Controleer status van de kast
  - Werkt code slot nog
  - Werkt de alarm functie nog
  - Werkt verwarming nog
- Controleer Rescue kit
- Werk logboek bij

### Jaarlijks

- Vervang batterijen indien noodzakelijk (eens per 3 jaar)
- Test systeem eventueel met pc of met simulator volgens test plan indien van toepassing
- Controleer status van de kast
  - Werkt code slot nog
  - Werkt de alarm functie nog
  - Werkt verwarming nog
- Check internet voor software update AED
- Controleer Rescue kit
- Werk logboek en HartslagNu database bij

### Na inzet

- Controleer of de AED ook daadwerkelijk is gebruikt
- Bij gebruik verzegeling hoeft een nog verzegelde kast niet gecontroleerd te worden

Indien hij is gebruikt dan:

- Informatie uitlezen en beschikbaar stellen aan instanties indien hier om gevraagd wordt
- Vervang de batterij(en)
- Vervang de elektrodes
- Vervang de rescue set

Indien AED niet gebruikt is dan:

- Visuele controle
- Start systeem en voer actief de zelf-test uit
- In alle gevallen controleer de status van de kast
  - Werkt code slot nog
  - Werkt de alarm functie nog
  - Werkt verwarming nog
- Werk logboek en HartslagNu database bij

### Software updates

Update software volgens procedure dit wordt meestal door de leverancier gedaan  
Werk logboek bij

### Logboek gegevens

#### **AED info**

Merk  
Type  
Serie nummer  
Software informatie (versie nummer)  
Productie datum  
Aanmeld informatie HartslagNu  
Batterij gegevens  
Elektrode gegevens

#### **AED-kast info**

Merk  
Type  
Serie nummer  
Access codes  
Voeding type nummer

#### **Locatie AED-kast**

Naam beheerder  
Adres  
Telefoon nummer  
Positie van AED

#### **Eigenaar**

Naam  
Adres  
Telefoon nummers  
Email  
URL

#### **Systeem beheerders of leverancier**

Info fabrikant  
Service nummer  
Email

#### **Technische onderhoud wijk**

Namen  
Telefoon nummers  
Email